














Symbol	Symbolnavn	Forklaring
	Produsent	Navn og adresse på ansvarlig produsent
	Produksjonsdato	Dato produktet er produsert
	Utløpsdato	Siste forbruksdato
	Lot/batch	
	Artikkelnummer (referanse)	
	Sterilisering med EO	
	Sterilisering med stråling	
	Kan ikke steriliseres på nytt	
	Ikke sterilt	Produktet er ikke sterilt. Produktet har ikke gjennomgått noen steriliseringsprosess.
	Kan ikke brukes hvis forpakningen er skadet/brutt	Indikerer at produktet ikke kan brukes hvis forpakningen er skadet eller åpnet ved ankomst.
	Skal ikke brukes på nytt	Produktet kan ikke brukes på nytt, engangsprodukt.
	Se bruksanvisning	Indikerer at det finnes en bruksanvisning
	Advarsel	Brukeren skal sjekke bruksanvisningen for å få informasjon som advarsler eller kontraindikasjoner som ikke kan presenteres på etiketten.